



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.645
Description d'article	Bouchon à vis d'archivage, bleu clair, compatible avec tubes Ø 15,3 mm, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon à vis
Compatible avec	tubes Ø 15,3 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	bleu clair
Couleur du bouchon	bleu clair
Matériau de la tubulure	Polystyrène (PS)

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Bouchon à vis d'archivage, bleu clair, compatible**  
**avec tubes Ø 15,3 mm**

**Page 2**

**Pureté et certification**

Catégorie de produit                      Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti    oui

**Conditionnement**

Minimum order qty.                      5000  
Type d'emballage intérieur              sachet  
pièces / boîte                              1000  
pièces / carton                              5000  
pièces / pallet                              240000  
Profondeur du carton                      388 mm  
Largeur du carton                          378 mm  
Hauteur du carton                          215 mm  
Volume du carton                          0.0315 cbm  
Poids du produit                            0.001 kg  
Poids du carton                              5.37 kg  
Code EAN de la boîte                      4038917274470  
Code EAN du carton                      4038917274463  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-08

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**