



Description d'article

Numéro de commande	65.647.020
Description d'article	Cape d'archivage, avec filtre, bleu clair, compatible avec S-Monovette®, tubes Ø 13-16 mm, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Compatible avec	S-Monovette®, tubes Ø 13-16 mm
Filtre	oui

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	bleu clair
Couleur du bouchon	bleu clair

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Cape d'archivage, bleu clair, compatible avec
S-Monovette® , tubes Ø 13-16 mm

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	5000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	5000
pièces / pallet	210000
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	250 mm
Volume du carton	0.0367 cbm
Poids du produit	0.001 kg
Poids du carton	5.37 kg
Code EAN de la boîte	4038917250085
Code EAN du carton d'emballage	4038917250078

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-03

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT