



Description d'article

Numéro de commande	65.720
Description d'article	Cape à pression, naturel, compatible avec tubes Ø 15,5, 16, 16,5, 16,8 et 17 mm, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Bouchon	Bouchon coiffant
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	tubes Ø 15,5, 16, 16,5, 16,8 et 17 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	naturel

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	2000
pièces / pallet	128000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	298 mm
Hauteur du carton	215 mm
Volume du carton	0.0255 cbm
Poids du produit	0.0015 kg
Poids du carton	3.3 kg
Code EAN de la boîte	4038917083683
Code EAN du carton d'emballage	4038917002585

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

