



Description d'article

Numéro de commande 65.729.100
Description d'article Bouchon à vis, naturel, compatible avec tubes Ø 15,3 mm,
100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Type de système de fermeture bouchon à vis
Compatible avec tubes Ø 15,3 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit naturel

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 5000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 100
pièces / carton 5000
pièces / pallet 210000
Profondeur du carton 388 mm
Largeur du carton 378 mm
Hauteur du carton 250 mm
Volume du carton 0,0367 cbm
Poids du produit 0,001 kg
Poids du carton 5,62 kg
Code EAN de la boîte 4038917119221
Code EAN du carton
d'emballage 4038917080101

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

