



**Spécification de produit**  
**Bouchon à vis, rouge, compatible avec tubes Ø 15,3 mm**

**Page 1**



**Description d'article**

Numéro de commande 65.729.301  
Description d'article Bouchon à vis, rouge, compatible avec tubes Ø 15,3 mm,  
1 000 pièce(s)/sachet

**Caractéristiques du produit**

Type de fermeture bouchon à vis  
Compatible avec tubes Ø 15,3 mm

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polyéthylène haute densité (HD-PE)  
Couleur du produit rouge

**Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.





**Spécification de produit**  
**Bouchon à vis, rouge, compatible avec tubes Ø**  
**15,3 mm**

**Page 2**

**Conditionnement**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Minimum order qty.         | 1000          |
| Type d'emballage intérieur | sachet        |
| pièces / boîte             | 1000          |
| pièces / carton            | 5000          |
| pièces / pallet            | 240000        |
| Volume du carton           | 0.0309 cbm    |
| Poids du produit           | 0.001 kg      |
| Poids du carton            | 5.36 kg       |
| Code EAN de la boîte       | 4038917368339 |
| Code EAN du carton         | 4038917368322 |
| d'emballage                |               |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-10

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**