



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.790
Description d'article	Bouchon pression, naturel, compatible avec tubes Ø 23,5 mm, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Bouchon	cape à pression standard
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	tubes Ø 23,5 mm

### **Dimensions**

Diamètre	22.85 mm
Hauteur du produit	22.1 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)  
Couleur du produit naturel

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 2000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 1000  
pièces / carton 2000  
pièces / pallet 84000  
Profondeur du carton 388 mm  
Largeur du carton 378 mm  
Hauteur du carton 250 mm  
Volume du carton 0.0367 cbm  
Poids du produit 0.0018 kg  
Poids du carton 4.07 kg  
Code EAN de la boîte 4038917084130  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917002981

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

