



Description d'article

Numéro de commande	65.793.313
Description d'article	Bouchon pression, bleu, compatible avec tubes Ø 16-17 mm, 1 000 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	tubes Ø 16-17 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	bleu

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	5000
pièces / pallet	200000
Volume du carton	0.0414 cbm
Poids du produit	0.0014 kg
Poids du carton	7.58 kg
Code EAN de la boîte	4038917368421
Code EAN du carton	4038917368414
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

