

## Spécification de produit Bouchon pression, rouge, compatible avec tubes Ø 11,5 et 12 mm

Page 1



### **Description d'article**

Numéro de commande 65.809.499

Description d'article Bouchon pression, rouge, compatible avec tubes Ø 11,5 et

12 mm, 1 000 pièce(s)/sachet

Code NACRES NB.17

### Caractéristiques du produit

Bouchon cape à pression standard

Type de fermeture bouchon pression


Compatible avec tubes Ø 11,5 et 12 mm

#### Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)

Couleur du produit rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.







# Spécification de produit Bouchon pression, rouge, compatible avec tubes Ø 11,5 et 12 mm

Page 2

#### Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 10000 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 1000 pièces / carton 10000 pièces / pallet 420000 Profondeur du carton 398 mm Largeur du carton 398 mm Hauteur du carton 250 mm Volume du carton 0.0396 cbm Poids du produit 0.0006 kg Poids du carton 6.66 kg

Code EAN de la boite 4038917121521 Code EAN du carton 4038917017800

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

