



Description d'article

Numéro de commande	65.809.505
Description d'article	Bouchon pression, blanc, compatible avec tubes Ø 11,5 et 12 mm, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Bouchon	cape à pression standard
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	tubes Ø 11,5 et 12 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	blanc

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	10000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	10000
pièces / pallet	420000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	250 mm
Volume du carton	0.0396 cbm
Poids du produit	0.0006 kg
Poids du carton	6.66 kg
Code EAN de la boîte	4038917121583
Code EAN du carton	4038917017862
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

