



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.9923.335
Description d'article	Bouchon à vis, naturel, compatible avec tube 25ml, 30ml, 250 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Compatible avec	tube 25ml, 30ml
-----------------	-----------------

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	naturel

### **Pureté et certification**

Sans latex	oui
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.





## **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	250
pièces / carton	500
pièces / pallet	40000
Profondeur du carton	271 mm
Largeur du carton	224 mm
Hauteur du carton	158 mm
Volume du carton	0.0099 cbm
Poids du carton	1.4 kg
Code EAN de la boîte	4038917153874
Code EAN du carton d'emballage	4038917079013

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

