



Description d'article

Numéro de commande	65.9923.383
Description d'article	Bouchon à vis, naturel, compatible avec tubes 5 ml, 10 ml, 500 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Compatible avec	tubes 5 ml, 10 ml
-----------------	-------------------

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	naturel

Pureté et certification

Sans latex	oui
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	1000
pièces / pallet	100000
Profondeur du carton	271 mm
Largeur du carton	224 mm
Hauteur du carton	158 mm
Volume du carton	0.0099 cbm
Poids du carton	1.1 kg
Code EAN de la boîte	4038917154000
Code EAN du carton d'emballage	4038917038096

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

