



### **Description d'article**

Numéro de commande	55.1579.002
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, matériau : PS, fond rond, transparent, bouchon pression, convient à des cytomètres en flux comme FACSCanto, FACSAria, FACSCalibur, LRS2, FC500, stérile, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	des cytomètres en flux comme FACSCanto, FACSAria, FACSCalibur, LRS2, FC500
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	12 mm
Longueur du produit	75 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	1000
pièces / pallet	56000
Profondeur du carton	598 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	125 mm
Volume du carton	0.0298 cbm
Poids du produit	0.0026 kg
Poids du carton	3.18 kg
Code EAN de la boîte	4038917162746
Code EAN du carton d'emballage	4038917162739

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

