




Description d'article

Numéro de commande	55.467.006
Description d'article	Tube, volume de travail : 8 ml, (L x Ø) : 100 x 13 mm, matériau : PS, fond rond, transparent, bouchon pression, 500 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	8 ml
Centrifugation max (FCR)	3500 x g

Dimensions

Diamètre	13 mm
Longueur du produit	100 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	2000
pièces / pallet	56000
Volume du carton	0.0649 cbm
Poids du produit	0.0041 kg
Poids du carton	9.25 kg
Code EAN de la boîte	4038917106832
Code EAN du carton d'emballage	4038917032063

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

