
Spécification de produit Tube, 8 ml, (L x Ø) : 84 x 14,5 mm, PS

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 55.473

Description d'article Tube, volume de travail : 8 ml, (L x Ø) : 84 x 14,5 mm,

matériau : PS, fond rond, transparent, bouchon pression,

1 000 pièce(s)/sachet

Code NACRES NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation non

Type de fermeture bouchon pression


Forme du fond fond rond Volume de travail 8 ml

Centrifugation max (FCR) 4500 x g

Dimensions

Diamètre 14.5 mm Longueur du produit 84 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.







Spécification de produit Tube, 8 ml, (L x Ø) : 84 x 14,5 mm, PS

Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 2000 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 1000 pièces / carton 2000 pièces / pallet 60000 Profondeur du carton 398 mm Largeur du carton 398 mm Hauteur du carton 340 mm 0.0539 cbm Volume du carton Poids du produit 0.0042 kgPoids du carton 9.1 kg

 Code EAN de la boite
 4038917081818

 Code EAN du carton
 4038917000925

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

