
Spécification de produit Tube, 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, PS

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 55.475.005

Description d'article Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm,

matériau : PS, fond rond, transparent, bouchon pression,

1 000 pièce(s)/sachet

Code NACRES NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation non

Type de fermeture bouchon pression


Forme du fond fond rond

Volume de travail 5 ml Centrifugation max (FCR) 4000 x g

Dimensions

Diamètre 13 mm Longueur du produit 75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.







Spécification de produit Tube, 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, PS

Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 2000 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 1000 pièces / carton 2000 72000 pièces / pallet Profondeur du carton 398 mm Largeur du carton 398 mm Hauteur du carton 265 mm Volume du carton 0.042 cbm Poids du produit $0.003 \, \text{kg}$ Poids du carton 6.63 kg

Code EAN de la boite 4038917107259 Code EAN du carton 4038917011730

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

