



### **Description d'article**

Numéro de commande	55.484.001
Description d'article	Tube, volume de travail : 3,5 ml, (L x Ø) : 55 x 12 mm, matériau : PS, fond rond, transparent, bouchon pression, naturel, bouchon assemblé, stérile, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Bouchon	cape à pression standard
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	3,5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g

### **Dimensions**

Diamètre	12 mm
Longueur du produit	55 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du bouchon	naturel
Matériau de la tubulure	Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	2000
pièces / pallet	64000
Profondeur du carton	648 mm
Largeur du carton	420 mm
Hauteur du carton	145 mm
Volume du carton	0.0395 cbm
Poids du produit	0.0026 kg
Poids du carton	5.91 kg
Code EAN de la boîte	4038917107846
Code EAN du carton d'emballage	4038917012010

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

