



### **Description d'article**

Numéro de commande	55.484.005
Description d'article	Tube, volume de travail : 3,5 ml, (L x Ø) : 55 x 12 mm, matériau : PS, fond rond, transparent, bouchon pression, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	3,5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g

### **Dimensions**

Diamètre	12 mm
Longueur du produit	55 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polystyrène (PS)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min  
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 4000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 1000  
pièces / carton 4000  
pièces / pallet 120000  
Profondeur du carton 398 mm  
Largeur du carton 398 mm  
Hauteur du carton 340 mm  
Volume du carton 0.0539 cbm  
Poids du produit 0.0019 kg  
Poids du carton 8.48 kg  
Code EAN de la boîte 4038917107853  
Code EAN du carton 4038917012027  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

