



### **Description d'article**

Numéro de commande	55.484
Description d'article	Tube, volume de travail : 3,5 ml, (L x Ø) : 55 x 12 mm, matériau : PS, fond rond, transparent, bouchon pression, 500 pièce(s)/pile
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	3,5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g

### **Dimensions**

Diamètre	12 mm
Longueur du produit	55 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polystyrène (PS)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min  
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 4000  
Type d'emballage intérieur pile  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 4000  
pièces / pallet 168000  
Profondeur du carton intérieur 381 mm  
Largeur du carton intérieur 57 mm  
Hauteur du carton intérieur 176 mm  
Profondeur du carton 388 mm  
Largeur du carton 378 mm  
Hauteur du carton 250 mm  
Volume du carton 0.0367 cbm  
Poids du produit 0.0019 kg  
Poids du carton 8.66 kg  
Code EAN de la boîte 4038917081917  
Code EAN du carton d'emballage 4038917001021

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

