



Description d'article

Numéro de commande	55.516.300
Description d'article	Tube, volume de travail : 8 ml, (L x Ø) : 100 x 13 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon pression, 500 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	8 ml
Centrifugation max (FCR)	3500 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Diamètre	13 mm
Hauteur du produit	100 mm
Longueur du produit	100 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 2000
pièces / pallet 56000
Volume du carton 0.0649 cbm
Poids du produit 0.0035 kg
Poids du carton 7.63 kg
Code EAN de la boîte 4038917367196
Code EAN du carton
d'emballage 4038917367189

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

