
Spécification de produit Tube, 6,5 ml, (L x Ø) : 85 x 13 mm, PP

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 55.522.300

Description d'article Tube, volume de travail : 6,5 ml, $(L \times \emptyset)$: 85 x 13 mm,

matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon pression,

1 000 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation non

Type de fermeture bouchon pression

Forme du fond fond rond Volume de travail 6,5 ml
Centrifugation max (FCR) 5000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C 121 °C

max.)

Dimensions

Diamètre 13 mm Longueur du produit 85 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication: 2024-05-01

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.







Spécification de produit Tube, 6,5 ml, (L x Ø) : 85 x 13 mm, PP

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 1000 pièces / carton 2000 pièces / pallet 72000 Volume du carton 0.0492 cbm Poids du produit 0.0029 kg Poids du carton 6.18 kg

 Code EAN de la boite
 4038917367226

 Code EAN du carton
 4038917367219

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

