


Spécification de produit Tube, 11 ml, (L x Ø) : 82 x 16,8 mm, PP

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 55.524

Description d'article Tube, volume de travail : 11 ml, (L x Ø) : 82 x 16,8 mm,

matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon pression,

500 pièce(s)/sachet

Code NACRES NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation non


Type de fermeture bouchon pression

Forme du fond fond rond
Volume de travail 11 ml
Centrifugation max (FCR) 5000 x g

Dimensions

Diamètre 16.8 mm Longueur du produit 82 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.





Spécification de produit Tube, 11 ml, (L x Ø) : 82 x 16,8 mm, PP

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1000 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 500 pièces / carton 1000 pièces / pallet 42000 Profondeur du carton 388 mm Largeur du carton 378 mm Hauteur du carton 250 mm Volume du carton 0.0367 cbm Poids du produit 0.0045 kgPoids du carton 4.97 kg

 Code EAN de la boite
 4038917082198

 Code EAN du carton
 4038917001281

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

