



### **Description d'article**

Numéro de commande	55.525.061
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon pression, avec graduation, 100 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

### **Dimensions**

Diamètre	13 mm
Hauteur du produit	75 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 4000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 100  
pièces / carton 4000  
pièces / pallet 48000  
Volume du carton 0.1237 cbm  
Poids du produit 0.001 kg  
Poids du carton 5.85 kg  
Code EAN de la boîte 4038917276825  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917276818

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

