



### **Description d'article**

Numéro de commande	55.525.500
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon pression, sans bouchon, 500 pièce(s)/pile
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g

### **Dimensions**

Diamètre	13 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min  
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 2000  
Type d'emballage intérieur pile  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 2000  
pièces / pallet 112000  
Profondeur du carton intérieur 413 mm  
Largeur du carton intérieur 76 mm  
Hauteur du carton intérieur 189 mm  
Profondeur du carton 428 mm  
Largeur du carton 383 mm  
Hauteur du carton 175 mm  
Volume du carton 0.0287 cbm  
Poids du produit 0.0026 kg  
Poids du carton 5.88 kg  
Code EAN de la boîte 4038917375924  
Code EAN du carton 4038917375917  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

