



Description d'article

Numéro de commande	55.526.053
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon pression, convient à Abbott m1000, 500 pièce(s)/pile
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	Abbott m1000
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g

Dimensions

Diamètre	12 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 2000
Type d'emballage intérieur pile
pièces / boîte 500
pièces / carton 2000
pièces / pallet 48000
Profondeur du carton 378 mm
Largeur du carton 210 mm
Hauteur du carton 391 mm
Volume du carton 0.0309 cbm
Poids du produit 0.0026 kg
Poids du carton 6 kg
Code EAN de la boîte 4038917109710
Code EAN du carton d'emballage 4038917080033

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

