



### **Description d'article**

Numéro de commande	55.526.053
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon pression, convient à Abbott m1000, 500 pièce(s)/pile
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	Abbott m1000
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g

### **Dimensions**

Diamètre	12 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min  
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 2000  
Type d'emballage intérieur pile  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 2000  
pièces / pallet 48000  
Profondeur du carton 378 mm  
Largeur du carton 375 mm  
Hauteur du carton 215 mm  
Volume du carton 0.0305 cbm  
Poids du produit 0.0026 kg  
Poids du carton 6 kg  
Code EAN de la boîte 4038917109710  
Code EAN du carton d'emballage 4038917080033

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

