




Description d'article

Numéro de commande	55.526.300
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon pression, 500 pièce(s)/pile

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Diamètre	12 mm
Hauteur du produit	75 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	pile
pièces / boîte	500
pièces / carton	2000
pièces / pallet	120000
Volume du carton	0.0243 cbm
Poids du produit	0.0023 kg
Poids du carton	5.44 kg
Code EAN de la boîte	4038917367288
Code EAN du carton d'emballage	4038917367271

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

