



Description d'article

Numéro de commande	55.526.521
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, matériau : PP, fond rond, bleu, bouchon pression, 500 pièce(s)/pile

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Diamètre	12 mm
Hauteur du produit	75 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	bleu

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	pile
pièces / boîte	500
pièces / carton	4000
pièces / pallet	120000
Volume du carton	0.046 cbm
Poids du produit	0.0021 kg
Poids du carton	10.25 kg
Code EAN de la boîte	4038917109758
Code EAN du carton d'emballage	4038917031950

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

