
# Spécification de produit Tube, 5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, PP

Page 1



### **Description d'article**

Numéro de commande 55.526.524

Description d'article Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm,

matériau : PP, fond rond, orange, bouchon pression, 500

pièce(s)/pile

## Caractéristiques du produit

Graduation non

Type de fermeture bouchon pression

Forme du fond fond rond

Volume de travail 5 ml

Centrifugation max (FCR) 5000 x g Possibilité d'autoclavage (°C 121 °C

max.)

#### **Dimensions**

Diamètre 12 mm Hauteur du produit 75 mm Longueur du produit 75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication: 2024-05-09

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.







# Spécification de produit Tube, 5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, PP

#### Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit orange

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500 Type d'emballage intérieur pile pièces / boite 500 4000 pièces / carton pièces / pallet 120000 Volume du carton 0.046 cbm Poids du produit 0.0021 kg Poids du carton 10.25 kg

 Code EAN de la boite
 4038917109789

 Code EAN du carton
 4038917032209

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

