



Description d'article

Numéro de commande	57.462.015
Description d'article	Tube, volume de travail : 12 ml, (L x Ø) : 110 x 17 mm, matériau : PS, fond conique, transparent, bouchon pression, avec graduation, 250 pièce(s)/pile
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	12 ml
Centrifugation max (FCR)	2500 x g

Dimensions

Diamètre	17 mm
Longueur du produit	110 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences	étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	pile
pièces / boîte	250
pièces / carton	1000
pièces / pallet	42000
Profondeur du carton intérieur	366 mm
Largeur du carton intérieur	114 mm
Hauteur du carton intérieur	201 mm
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	250 mm
Volume du carton	0.0367 cbm
Poids du produit	0.0063 kg
Poids du carton	6.96 kg
Code EAN de la boîte	4038917381079
Code EAN du carton d'emballage	4038917381062

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

