



### **Description d'article**

Numéro de commande	57.462.015
Description d'article	Tube, volume de travail : 12 ml, (L x Ø) : 110 x 17 mm, matériau : PS, fond conique, transparent, bouchon pression, avec graduation, 250 pièce(s)/pile
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	12 ml
Centrifugation max (FCR)	2500 x g

### **Dimensions**

Diamètre	17 mm
Longueur du produit	110 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polystyrène (PS)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min  
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 1000  
Type d'emballage intérieur pile  
pièces / boîte 250  
pièces / carton 1000  
pièces / pallet 42000  
Profondeur du carton intérieur 366 mm  
Largeur du carton intérieur 114 mm  
Hauteur du carton intérieur 201 mm  
Profondeur du carton 388 mm  
Largeur du carton 378 mm  
Hauteur du carton 250 mm  
Volume du carton 0.0367 cbm  
Poids du produit 0.0063 kg  
Poids du carton 6.96 kg  
Code EAN de la boîte 4038917381079  
Code EAN du carton 4038917381062  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

