


Spécification de produit Tube, 12 ml, (L x Ø) : 110 x 17 mm, PS

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 57.462.300

Description d'article Tube, volume de travail : 12 ml, ($L \times \emptyset$) : 110 x 17 mm,

matériau : PS, fond conique, transparent, bouchon pression,

avec graduation, 500 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation oui


Type de fermeture bouchon pression Forme du fond fond conique

Volume de travail 12 ml Centrifugation max (FCR) 2500 x g

Dimensions

Diamètre 17 mm Hauteur du produit 110 mm Longueur du produit 110 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.







Spécification de produit Tube, 12 ml, (L x Ø) : 110 x 17 mm, PS

Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 500 pièces / carton 1000 pièces / pallet 32000 Volume du carton 0.0558 cbm Poids du produit 0.0061 kg Poids du carton 6.61 kg

 Code EAN de la boite
 4038917367400

 Code EAN du carton
 4038917367394

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

