



Description d'article

Numéro de commande	57.462
Description d'article	Tube, volume de travail : 12 ml, (L x Ø) : 110 x 17 mm, matériau : PS, fond conique, transparent, avec graduation, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	12 ml
Centrifugation max (FCR)	2500 x g

Dimensions

Diamètre	17 mm
Longueur du produit	110 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit Diagnostic in-vitro, CE
Certifié CE CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 1000
pièces / pallet 36000
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 398 mm
Hauteur du carton 300 mm
Volume du carton 0.0475 cbm
Poids du produit 0.0063 kg
Poids du carton 6.98 kg
Code EAN de la boîte 4038917081702
Code EAN du carton d'emballage 4038917000819

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

