




Description d'article

Numéro de commande	57.477.005
Description d'article	Tube, volume de travail : 4,5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, matériau : PS, fond conique, transparent, bouchon pression, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	4,5 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

Dimensions

Diamètre	12 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences	étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	4000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	4000
pièces / pallet	96000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	415 mm
Volume du carton	0.0657 cbm
Poids du produit	0.0026 kg
Poids du carton	11.19 kg
Code EAN de la boîte	4038917107754
Code EAN du carton d'emballage	4038917011921

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

