
# Spécification de produit Tube, 4,5 ml, (L x Ø): 75 x 12 mm, PP

Page 1



### **Description d'article**

Numéro de commande 57.512.001

Description d'article Tube, volume de travail: 4,5 ml, (L x Ø): 75 x 12 mm,

matériau : PP, fond conique, transparent, bouchon pression,

sans bouchon, 500 pièce(s)/pile

## Caractéristiques du produit

Graduation

Type de fermeture bouchon pression Forme du fond fond conique

Volume de travail 4,5 ml Centrifugation max (FCR) 5000 x g Possibilité d'autoclavage (°C 121 °C

max.)

### **Dimensions**

Diamètre 12 mm Longueur du produit 75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

> Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans

signature.





## Spécification de produit Tube, 4,5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, PP

### Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE CE Alloti oui

#### Conditionnement

Minimum order qty. 50000 Type d'emballage intérieur pile pièces / boite 500 pièces / carton 2000 pièces / pallet 120000 Profondeur du carton intérieur 387 mm Largeur du carton intérieur 77 mm Hauteur du carton intérieur 176 mm Profondeur du carton 398 mm Largeur du carton 358 mm Hauteur du carton 175 mm Volume du carton 0.0249 cbm Poids du produit 0.0021 kg Poids du carton 4.88 kg

 Code EAN de la boite
 4038917108799

 Code EAN du carton
 4038917072489

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

