Spécification de produit Tube, 12 ml, (L x Ø) : 95 x 16,5 mm, PP

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 58.505.026

Description d'article Tube, volume de travail : 12 ml, (L x Ø) : 95 x 16,5 mm,

matériau : PP, fond plat, transparent, bouchon pression,

naturel, bouchon séparé, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation non

Type de fermeture bouchon pression

Forme du fond fond plat Volume de travail 12 ml

Dimensions

Diamètre 16.5 mm Longueur du produit 95 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit Tube, 12 ml, (L x Ø) : 95 x 16,5 mm, PP

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit transparent
Couleur du bouchon naturel

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty.

Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boite 100
pièces / carton 1000
pièces / pallet 28000
Volume du carton 0.0649 cbm
Poids du produit 0.0066 kg

 Poids du carton
 7.12 kg

 Code EAN de la boite
 4038917108522

 Code EAN du carton
 4038917032407

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

