



### **Description d'article**

Numéro de commande	58.537
Description d'article	Tube, volume de travail : 35 ml, (L x Ø) : 115 x 23,5 mm, matériau : PP, fond plat, transparent, bouchon pression, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	35 ml
Centrifugation max (FCR)	2000 x g

### **Dimensions**

Diamètre	23.5 mm
Longueur du produit	115 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min  
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 500  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 500  
pièces / pallet 14000  
Profondeur du carton 588 mm  
Largeur du carton 398 mm  
Hauteur du carton 255 mm  
Volume du carton 0.0597 cbm  
Poids du produit 0.0083 kg  
Poids du carton 4.78 kg  
Code EAN de la boîte 4038917082303  
Code EAN du carton 4038917001403  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

