




Description d'article

Numéro de commande 58.618

Description d'article Tube, volume de travail : 12 ml, (L x Ø) : 95 x 16,5 mm, matériau : PS, fond conique à jupe, transparent, bouchon pression, sans bouchon, 500 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation non

Type de fermeture bouchon pression

Forme du fond fond conique à jupe

Volume de travail 12 ml

Dimensions

Diamètre 16.5 mm

Longueur du produit 95 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	1000
pièces / pallet	36000
Volume du carton	0.0492 cbm
Poids du produit	0.0005 kg
Code EAN de la boîte	4038917082938
Code EAN du carton d'emballage	4038917001922

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

