

Spécification de produit

Tube avec bouchon à vis, 5 ml, (L x Ø): 75 x 13 mm, fond rond, PP, sans bouchon, 500 pièce(s)/pile

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 60.504.015

Description d'article Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 5 ml, ($L \times \emptyset$) :

75 x 13 mm, fond rond, transparent, matériau : PP, sans

bouchon, 500 pièce(s)/pile, 2 000 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit


Graduation non

Type de fermeture bouchon à vis Forme du fond fond rond Volume de travail 5 ml Centrifugation max (FCR) 5000 x g

Dimensions

Diamètre 13 mm Longueur du produit 75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.





Spécification de produit

Tube avec bouchon à vis, 5 ml, (L x Ø): 75 x 13 mm, fond rond, PP, sans bouchon, 500 pièce(s)/pile

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit transparent

Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE CE Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 2000 Type d'emballage intérieur pile pièces / boite 500 2000 pièces / carton pièces / pallet 112000 Profondeur du carton intérieur 413 mm Largeur du carton intérieur 76 mm Hauteur du carton intérieur 189 mm Profondeur du carton 428 mm Largeur du carton 383 mm 175 mm Hauteur du carton Volume du carton 0.0287 cbm Poids du produit 0.0024 kg Poids du carton 5.66 kg

 Code EAN de la boite
 4038917323383

 Code EAN du carton
 4038917323376

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

