

# Spécification de produit Tube avec bouchon à vis, 5 ml, (L x Ø): 75 x 13 mm, fond rond, PP, sans bouchon

Page 1



### **Description d'article**

Numéro de commande 60.504.031

Description d'article Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) :

75 x 13 mm, fond rond, transparent, matériau : PP, sans

bouchon, 2 000 pièce(s)/carton

### Caractéristiques du produit

Graduation non

Type de fermeture bouchon à vis Forme du fond fond rond

Volume de travail 5 ml

**Dimensions** 

Diamètre 13 mm Longueur du produit 75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## Spécification de produit Tube avec bouchon à vis, 5 ml, (L x Ø): 75 x 13 mm, fond rond, PP, sans bouchon

Page 2

#### Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 1000 pièces / carton 2000 pièces / pallet 72000 Profondeur du carton 458 mm Largeur du carton 408 mm Hauteur du carton 260 mm Volume du carton 0.0486 cbm Poids du produit 0.0026 kgPoids du carton 5.75 kg

 Code EAN de la boite
 4038917412735

 Code EAN du carton
 4038917412728

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

