




Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 5 ml, (L x Ø) : 75 x 16
mm, PP

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	60.507.001
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 16 mm, matériau : PP, fond conique, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, stérile, 500 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	5 ml

Dimensions

Diamètre	16 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	1000
pièces / pallet	40000
Volume du carton	0.0382 cbm
Poids du produit	0.0038 kg
Poids du carton	4.26 kg
Code EAN de la boîte	4038917108751
Code EAN du carton d'emballage	4038917071529

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

