



Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 13 ml, (L x Ø) : 101 x 16,5 mm, PP

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	60.540.022
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 13 ml, (L x Ø) : 101 x 16,5 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon à vis, rouge, bouchon assemblé, stérile, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	13 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-06

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 13 ml, (L x Ø) : 101 x 16,5 mm, PP

Page 2

Dimensions

Diamètre 16.5 mm
Longueur du produit 101 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon rouge

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté stérile
Stérilisation Irradiation électronique
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 500
pièces / pallet 28000
Profondeur du carton 598 mm
Largeur du carton 398 mm
Hauteur du carton 125 mm
Volume du carton 0.0298 cbm
Poids du produit 0.0059 kg
Poids du carton 3.52 kg
Code EAN de la boîte 4038917110235
Code EAN du carton d'emballage 4038917012706

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-06

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT