



### **Description d'article**

Numéro de commande	60.542.007
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 8 ml, (L x Ø) : 57 x 16,5 mm, matériau : PP, fond plat, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon séparé, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Bouchon	couvercle à vis avec joint torique
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	8 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 8 ml, (L x Ø) : 57 x 16,5 mm, PP**

**Page 2**

**Dimensions**

Diamètre 16.5 mm  
Longueur du produit 57 mm

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent  
Matériel de fermeture Polypropylène (PP)  
Couleur du bouchon naturel  
Matériau du joint torique Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM)

**Pureté et certification**

Satisfait les exigences IATA  
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 1000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 1000  
pièces / carton 1000  
pièces / pallet 42000  
Profondeur du carton 388 mm  
Largeur du carton 378 mm  
Hauteur du carton 250 mm  
Volume du carton 0.0367 cbm  
Poids du produit 0.0043 kg  
Poids du carton 4.76 kg  
Code EAN de la boîte 4038917111102  
Code EAN du carton d'emballage 4038917013161

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-05

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**