



### **Description d'article**

Numéro de commande	60.549
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 3,5 ml, (L x Ø) : 66 x 11,5 mm, matériau : PP, fond conique à jupe, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon séparé, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	3,5 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 3,5 ml, (L x Ø) : 66 x 11,5 mm, PP**

**Page 2**

**Dimensions**

Diamètre 11.5 mm  
Longueur du produit 66 mm

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent  
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (PE-HD)  
Couleur du bouchon naturel

**Pureté et certification**

Satisfait les exigences IATA  
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

**Conditionnement**

Minimum order qty. 2000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 1000  
pièces / carton 2000  
pièces / pallet 84000  
Profondeur du carton intérieur 770 mm  
Largeur du carton intérieur 525 mm  
Hauteur du carton intérieur 60 mm  
Profondeur du carton 398 mm  
Largeur du carton 398 mm  
Hauteur du carton 250 mm  
Volume du carton 0.0396 cbm  
Poids du produit 0.0022 kg  
Poids du carton 5.03 kg  
Code EAN de la boîte 4038917082402  
Code EAN du carton d'emballage 4038917001502

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2025-03-25

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**