



Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 7 ml, (L x Ø) : 82 x 13 mm, PP

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	60.550.009
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 7 ml, (L x Ø) : 82 x 13 mm, matériau : PP, fond plat, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, stérile, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	7 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

Dimensions

Diamètre	13 mm
Longueur du produit	82 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 7 ml, (L x Ø) : 82 x 13 mm, PP

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	50000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	36000
Volume du carton	0.0436 cbm
Poids du produit	0.0044 kg
Poids du carton	4.9 kg
Code EAN de la boîte	4038917112246
Code EAN du carton d'emballage	4038917032520

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-04

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT