



Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 7 ml, (L x Ø) : 82 x 13 mm, PP

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	60.550.020
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 7 ml, (L x Ø) : 82 x 13 mm, matériau : PP, fond plat, transparent, bouchon à vis, sans bouchon, 1 000 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	7 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-04-28

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 7 ml, (L x Ø) : 82 x 13 mm, PP

Page 2

Dimensions

Diamètre	13 mm
Hauteur du produit	82 mm
Longueur du produit	82 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	3000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	3000
pièces / pallet	48000
Volume du carton	0.0813 cbm
Poids du produit	0.0029 kg
Poids du carton	10.25 kg
Code EAN de la boîte	4038917112284
Code EAN du carton d'emballage	4038917032537

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-04-28

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT