

Spécification de produit Tube avec bouchon à vis, 4,5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, PP

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 60.557.001

Description d'article Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 4,5 ml, (L x

Ø): 75 x 12 mm, matériau: PP, fond rond, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, stérile, 100

pièce(s)/sachet

Code NACRES NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation non

Type de fermeture bouchon à vis Forme du fond fond rond Volume de travail 4,5 ml Centrifugation max (FCR) 4000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit Tube avec bouchon à vis, 4,5 ml, (L x Ø): 75 x 12 mm, PP

Page 2

Dimensions

Diamètre 12 mm Longueur du produit 75 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit transparent

Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)

Couleur du bouchon

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Label de pureté stérile

Stérilisation Irradiation électronique

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 100 pièces / carton 1000 pièces / pallet 56000 Profondeur du carton 598 mm Largeur du carton 398 mm Hauteur du carton 125 mm Volume du carton 0.0298 cbm Poids du produit 0.0027 kg Poids du carton 3.3 kg

Code EAN de la boite 4038917113335 Code EAN du carton 4038917067720

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

