



### **Description d'article**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande    | 60.557.011   |
| Description d'article | Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 4,5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, stérile, 100 pièce(s)/sachet |

### **Caractéristiques du produit**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Graduation               | non           |
| Type de fermeture        | bouchon à vis |
| Forme du fond            | fond rond     |
| Volume de travail        | 4,5 ml        |
| Centrifugation max (FCR) | 4000 x g      |

### **Dimensions**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Diamètre            | 12 mm |
| Longueur du produit | 75 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit   | Polypropylène (PP)                 |
| Couleur du produit    | transparent                        |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon    | naturel                            |

### **Pureté et certification**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Satisfait les exigences | IATA                           |
| Catégorie de produit    | Aucun dispositif médical   DIV |
| Label de pureté         | stérile                        |
| Stérilisation           | Irradiation électronique       |
| Alloti                  | oui                            |

### **Conditionnement**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.             | 1000          |
| Type d'emballage intérieur     | sachet        |
| pièces / boîte                 | 100           |
| pièces / carton                | 1000          |
| pièces / pallet                | 56000         |
| Volume du carton               | 0.029 cbm     |
| Poids du produit               | 0.0046 kg     |
| Poids du carton                | 5.15 kg       |
| Code EAN de la boîte           | 4038917225618 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917225601 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

