

Spécification de produit Tube avec bouchon à vis, 120 ml, (L x Ø) : 114 x 44 mm, PP

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 60.597.001

Description d'article Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 120 ml, (L x

Ø): 114 x 44 mm, matériau: PP, fond plat, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, stérile, 25

pièce(s)/sachet

Code NACRES NB.11

Caractéristiques du produit


Graduation non

Type de fermeture bouchon à vis Forme du fond fond plat Volume de travail 120 ml

Dimensions

Diamètre 44 mm Longueur du produit 114 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.







Spécification de produit Tube avec bouchon à vis, 120 ml, (L x Ø) : 114 x 44 mm, PP

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit transparent

Matériel de fermeture Polypropylène (PP)

Couleur du bouchon naturel

Pureté et certification

Satisfait les exigences ADR

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Label de pureté stérile

Stérilisation Irradiation électronique

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 100 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 25 pièces / carton 100 pièces / pallet 3600 Profondeur du carton 578 mm Largeur du carton 368 mm 195 mm Hauteur du carton 0.0415 cbm Volume du carton Poids du produit 0.0222 kg Poids du carton 2.76 kg

Code EAN de la boite 4038917114172 Code EAN du carton 4038917014212

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

