



### **Description d'article**

Numéro de commande	60.9921.525
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 50 x 16 mm, matériau : PS, fond plat, transparent, 250 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g
Température de centrifugation	21
Durée de centrifugation	15 Min

### **Dimensions**

Diamètre	16 mm
Longueur du produit	50 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 5 ml, (L x Ø) : 50 x 16 mm, PS**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériau de la tubulure	Polystyrène (PS)

**Pureté et certification**

Satisfait les exigences	scellé à 18"hg/10 min
Sans latex	oui
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

**Conditionnement**

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	250
pièces / carton	2000
pièces / pallet	96000
Profondeur du carton	608 mm
Largeur du carton	264 mm
Hauteur du carton	324 mm
Volume du carton	0.0519 cbm
Poids du carton	7 kg
Code EAN de la boîte	4038917150811
Code EAN du carton d'emballage	4038917037167

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-07

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**