

Spécification de produit Tube avec bouchon à vis, 10 ml, (L x Ø) : 97 x 16 mm, PP

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 60.9921.820

Description d'article Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 10 ml, ($L \times \emptyset$) :

97 x 16 mm, matériau : PP, fond plat, translucide, bouchon à vis, jaune, bouchon assemblé, stérile, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation non

Bouchon bouchon à vis standard

Type de fermeture bouchon à vis

Forme du fond fond plat Volume de travail 10 ml Centrifugation max (FCR) 5000 x g

Température de centrifugation 21

Durée de centrifugation 15 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit Tube avec bouchon à vis, 10 ml, (L x Ø): 97 x 16 mm, PP

Dimensions

Diamètre 16 mm Longueur du produit 97 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit translucide

Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)

Couleur du bouchon

Polypropylène (PP) Matériau de la tubulure

Pureté et certification

Satisfait les exigences scellé à 18"hg/10 min

Sans latex oui Label de pureté stérile Apyrogène non Fiche de données de sécurité non

Conditionnement

Minimum order qty. 1000 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 100 pièces / carton 1000 pièces / pallet 48000 Profondeur du carton 608 mm Largeur du carton 264 mm Hauteur du carton 324 mm Volume du carton 0.0519 cbm

Code EAN de la boite 4038917151061 Code EAN du carton 4038917037235

d'emballage

Poids du carton

7.1 kg

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

